



### ☆ 保育士さんの為の記録機能

#### エピソード記録

日々保育をする中での驚きや発見、成長をありのまま記録することで、その場では気づかなかったことに気づくことが出来たり、自分の行った保育が適切であったかなど振り返り、翌日からの保育へと活かすことが出来ます。

#### メリット

写真付きで記録することで、第三者にも変化を伝えやすくなります！

※現在開発中の為、画面の仕様、内容が変更されることがございます。

### POINT

1 振り返りに役立つ  
写真・動画添付機能

2 スマホで簡単作成  
音声でも入力可能

3 エピソードを参考に  
計画作成して  
一緒に成長

4 動画の撮影で  
些細な言葉も記録

5 担当クラスで園児の  
絞り込みが可能

6 自分だけでなく  
みんなのエピソードも  
閲覧可能

「さくらちゃんとさくじい」  
成長は瞬く間に




うえぶさくら

次回...  
すやすや邪魔はしないよ



### ／ 午睡中の安全を守る 見守りセンサー ／

- ✓ マットの上に寝かせるだけ！
- ✓ 心音・呼吸・体動を感知
- ✓ 異変があればアラートでお知らせ
- ✓ 8本のセンサーでしっかり記録



ベビー布団・コットベッドに収まるサイズ

マット部は電気の使用ナシ

濡れても安心の撥水素材

モバイルバッテリーだから誤飲の心配なし

クラス・グループ 全クラス

検索

マット名称	クラス名	園児名	編集・削除
うさぎさんマット	ふじ(1歳クラス)	相川翔	

OK

マットと園児をセットで登録し、寝かせると測定、結果は画面へ反映します。

<input type="checkbox"/>	マット名	園児名	時刻	ケア記録
<input type="checkbox"/>	うさぎさんマット	相川翔	18:43	心拍:67 呼吸: 体動:あり 状態:覚醒
<input type="checkbox"/>	うさぎさんマット	相川翔	18:44	心拍:60 呼吸: 体動:あり 状態:覚醒
<input type="checkbox"/>	うさぎさんマット	相川翔	18:45	心拍:0 呼吸: 体動:なし 状態:離床

マットの使用状況は一覧で確認可能

資料・お見積りご希望の方は下記ご記入の上、FAXにてご返送下さい。




06-6920-8812

貴法人名

貴園名

ご担当者  
氏名

ご連絡先



担当営業がご案内いたします！



お問い合わせフォームからでも！



株式会社エステム

大阪本社 〒540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目4-14宇野ビルディング9階  
東京支店 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1丁目2-1アルカセンラル14階

えんじ よろこぶ  
0120-02-4652  
9:00~18:00 (土・日・祝を除く)

2020  
7.20